

# リリースノート

## Monitor Update V1.1

ソフトウェア: Monitor Update Version 1.10

Monitor\_Update は、複数台のソニー製モニターPVM-A シリーズ及び LMD-A シリーズのソフトウェアと FPGA を一度にアップデートするための PC ソフトウェアです。

### 対応機器

本ソフトウェアは次の機器に対応しています。(2014年10月現在)

#### モニター

#### PVM-A シリーズ

- PVM-A250
- PVM-A170

#### LMD-A シリーズ

- LMD-A240
- LMD-A220
- LMD-A170

## 動作環境

本ソフトウェアには、次の条件を備えたコンピューターと動作環境が必要です。

オペレーティングシステム (OS)

Microsoft Windows 7 SP1 の Professional Edition または Ultimate Edition (64bit 版、32bit 版)

Windows 8 (64bit 版、32bit 版) または Windows 8 Pro (64bit 版、32bit 版)

Windows 8.1 (64bit 版、32bit 版) または Windows 8.1 Pro (64bit 版、32bit 版)

CPU

Intel Celeron 1GHz 以上

メモリー

1GB 以上(Windows 7/8/8.1)

ディスプレイ

1024 × 768 以上 (Hi Color 16bit 以上)

ハードディスク

100MB 以上の空き容量があること

ネットワーク

インターネットに接続できる環境

ミドルウェア

.NET Framework 3.5 SP1 (マイクロソフト社のウェブサイトよりダウンロード可能)

ご注意

- 動作環境はすべてのコンピューター、OS について動作を保証するものではありません。

- ミドルウェア .NET Framework は、使用する OS に標準でインストールされているものを使用します。

(Windows 7 : Ver. 3.5 / Windows 8 : Ver. 4.0) アンインストールすると、本ソフトウェアは動作しません。

- もし、PVM-A シリーズあるいは LMD-A シリーズのモニターのファームウェアが Ver.1.00 の場合は、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相談ください。モニターのソフトウェアをバージョン 1.0 から 1.1 へアップデートする場合のみ、モニターの設定が工場出荷時の状態に戻ります。必要によりモニターの設定や調整を再度行ってください。モニターアップデートを実行する前に、必要な調整値を記録するなどの準備をおすすめします。